

INSTRUCTION MANUAL  
MASSAGE CHAIR

نیکان آسا  
پرشین



# RT-8902



 Aront

دفترچه راهنما صندلی ماساژور

# RT-8902

## از شما برای خرید سندلی های ماساژ متشکریم.

لطفاً پیش از استفاده از سندلی، این دفترچه راهنما را با دقت بخوانید تا از نصب و عملکرد صحیح اطمینان حاصل کنید. آن را برای مراجعات آتی نگهداری کنید.

### فهرست مطالب

۰۳	..... اقدامات احتیاطی / ایمنی
۰۴	..... مروری بر ویژگی ها
۰۴	..... ساختار خارجی
۰۴	..... ساختار داخلی
۰۵	..... عملکردها و ویژگی ها
۰۶	..... پنل کنترل روی دسته سندلی
۰۸	..... کنترل صوتی
۰۹	..... دستورالعمل های صفحه نمایش لمسی
۱۵	..... تنظیمات
۱۹	..... پیش از استفاده - تعیین موقعیت (نحوه قرارگیری یا استقرار سندلی)
۲۰	..... نصب و راه اندازی
۲۴	..... پیش از استفاده
۲۵	..... بررسی های اولیه
۲۶	..... نگهداری و مراقبت
۲۷	..... عیب یابی
۲۷	..... مشخصات فنی

## اقدامات احتیاطی ایمنی


### هشدار

۱. این سندلی را فقط برای هدف در نظر گرفته شده و مطابق با آنچه در این دفترچه راهنما توضیح داده شده، استفاده کنید.
۲. اگر از هر نوع بیماری، عمل جراحی، مشکل یا کسالتی رنج می‌برید و در مورد استفاده از سندلی مطمئن نیستید، قبل از استفاده به پزشک مراجعه کنید.
۳. اگر در طول استفاده احساس ناراحتی غیرعادی کردید، استفاده از سندلی را متوقف کنید.
۴. هنگام استفاده از عملکرد گرمایش، مطمئن شوید که به گرما یا دمای بالا حساس نیستید.
۵. سندلی را نزدیک منبع حرارتی یا شعله باز قرار ندهید.
۶. تنها یک نفر باید در هر زمان از سندلی استفاده کند.
۷. برای جلوگیری از آسیب یا جراحت، به طور صحیح روی سندلی بنشینید.
۸. اطمینان حاصل کنید که قبل از تنظیم پشتی یا قسمت پا، هیچ مانعی، کودک یا حیوان خانگی پشت سندلی نباشد و فضای کافی وجود داشته باشد.
۹. مطمئن شوید که بار اضافی بر روی پشتی یا قسمت پا وارد نمی‌شود. روی دسته‌های سندلی یا قسمت پا نشینید.
۱۰. در صورت آسیب دیدن سندلی، کابل برق یا قطعات در معرض دید، از آن استفاده نکنید.
۱۱. فقط از منبع تغذیه (برق) ارائه شده استفاده کنید.
۱۲. کودکان یا افرادی که توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته‌ای دارند، باید در تمام مدت استفاده از سندلی توسط یک بزرگسال که مسئول ایمنی و آموزش صحیح استفاده از سندلی است، تحت نظارت باشند.
۱۳. این محصول را باز نکنید یا قطعات داخلی را بدون دستورالعمل صحیح بازسازی نکنید.
۱۴. برای جلوگیری از شوک یا آسیب، هرگز سیم برق را با دست خیس به پریز نزنید یا از پریز نکشید.
۱۵. هنگامی که از سندلی استفاده نمی‌شود، آن را از پریز برق اصلی خاموش کنید تا کودکان به طور تصادفی سندلی ماساژ را روشن نکنند.
۱۶. در هنگام طوفان، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
۱۷. در فضای باز استفاده نکنید.


### احتیاط

۱. هنگامی که دمای محیط بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد است، از سندلی استفاده نکنید.
۲. در محیط مرطوب یا کف ناهموار استفاده نکنید.
۳. سندلی را روی یک سطح صاف قرار دهید.
۴. برای جلوگیری از آسیب رساندن به غلتک‌های پا و پارچه، کفش‌ها را درآورید.
۵. قبل از استفاده از سندلی، زیورآلات و لوازم جانبی مورا درآورید تا از آسیب یا جراحت جلوگیری شود.
۶. اطمینان حاصل کنید که هیچ آب یا مایع دیگری نزدیک سندلی قرار داده نشده تا از نشت و آسیب جلوگیری شود.
۷. برای تمیز کردن سندلی از مواد شیمیایی خشن استفاده نکنید.
۸. اشیاء تیز را از سندلی دور نگه دارید تا از آسیب دیدن سندلی جلوگیری شود.

## ساختار خارجی




## ساختار داخلی



## عملکردها و ویژگی‌ها

### حالت خوابیده با یک دکمه و صرفه جویی در فضا

هنگام خوابیدن، صندلی ماساژ ابتدا به سمت جلو می‌خورد و سپس به حالت خوابیده درمی‌آید؛ این قابلیت به شما اجازه می‌دهد صندلی را نزدیک به دیوار پشت آن قرار دهید و در فضای ارزشمند خانه‌تان صرفه جویی کنید.



### وضعیت بی‌وزنی (Zero Gravity)

وضعیت بی‌وزنی، حالتی است که در آن پاها کمی بالاتر از قسمت بالایی بدن قرار می‌گیرند تا وزن بدن به طور یکنواخت‌تری توزیع شود. این وضعیت فشار را بر روی ستون فقرات و مفاصل کاهش می‌دهد.

### قابلیت افزایش طول تکیه‌گاه پا (پایی) به صورت خودکار / دستی

تکیه‌گاه پا به طور خودکار برای تناسب با کاربران مختلف باز می‌شود و همچنین می‌تواند به صورت دستی تنظیم شود.

### کیسه‌های هوا (بالشتک‌های بادی)

ماساژ با فشردن هوا برای بازوها، پشت، لگن، پاها و کف پا.

### ماساژ پا

سه غلتک کف پا، ماساژ شیاتسو و غلتکی شبیه‌سازی شده با دست را ارائه می‌دهند که برای هدف قرار دادن نواحی رفلکس کف پا طراحی شده است.

### تکنیک‌های ماساژ متنوع

تکنیک‌های ماساژ ورز دادن (Kneading)، لرزش (Vibration)، ضربه‌زدن (Tapping)، شیاتسو (Shiatsu) و طب فشاری (Acupressure) برای پاسخگویی به نیازهای مختلف.

### کنترل صوتی آفلاین

سیستم کنترل صوتی پیشرفته ما به شما امکان می‌دهد ماساژ خود را بدون زحمت کنترل کنید. برای فعال کردن قابلیت فرمان صوتی، یا شیار مربعی شکل روی شانه چپ را فشار دهید و یا به سادگی بگویید "Switch to voice mode" (به حالت صوتی تغییر کن).

### ماساژ با غلتک دو هسته‌ای

غلتک‌های پیشرفته دو هسته‌ای 4D، همراه با مکانیزم تخصصی پایین‌تنه و قابلیت اسکن یکپارچه بدن، تجربه‌ای کامل و سفارشی از ماساژ را ارائه می‌دهند. این سیستم یک ماساژ دقیق و متناسب با منحنی‌های منحصر به فرد بدن هر کاربر را تضمین می‌کند.

### ریل (مسیر) غلتک انعطاف‌پذیر و نوآورانه

ریل غلتکی فوق‌العاده بلند و انعطاف‌پذیر، یک ماساژ جامع سه‌بعدی را ممکن می‌سازد که از گردن و شانه‌ها، در تمام طول ستون فقرات، و تا ناحیه لگن و ران‌ها گسترش می‌یابد.

## پنل کنترل روی دسته صندلی

### دکمه‌های میانبر روی دسته صندلی

روشن / خاموش / برنامه‌های خودکار



### روشن / خاموش / برنامه‌های خودکار

چراغ در حالت آماده به کار (Standby) **زرد** و هنگام روشن بودن دستگاه سفید خواهد بود. دکمه را فشار داده و نگه دارید تا صندلی ماساژ روشن یا خاموش شود. دکمه را فشار دهید تا در برنامه‌های خودکار بگردید (برنامه را تغییر دهید).



### وضعیت بی‌وزنی

برای خواباندن صندلی در وضعیت بی‌وزنی فشار دهید. چراغ نشانگر برای وضعیت ۱ **سبز** و برای وضعیت ۲ **آبی** خواهد بود.



### گرمایش

برای روشن کردن گرمایش فشار دهید. یک بار فشار دهید برای سطح ۱ (چراغ **سبز** خواهد بود). دوباره فشار دهید برای سطح ۲ (چراغ **زرد** خواهد بود). دوباره فشار دهید برای سطح ۳ (چراغ **قرمز** خواهد بود). دوباره فشار دهید تا گرمایش خاموش شود (چراغ سفید خواهد بود).



## پنل کنترل روی دسته صندلی

### چراغ‌ها

برای روشن کردن چراغ‌های محیطی بلندگوها، دسته‌ها و تکیه‌گاه پا فشار دهید. هنگامی که چراغ‌ها روشن هستند، چراغ نشانگر **آبی** خواهد بود. برای خاموش کردن دوباره فشار دهید (چراغ نشانگر سفید خواهد بود).



### غلتک پا

برای افزایش سرعت غلتک‌های پا فشار دهید. برای افزایش سرعت در ۲ سطح دیگر، دوباره فشار دهید. چراغ نشانگر **آبی** خواهد بود. برای خاموش کردن غلتک‌های پا، دوباره فشار دهید (چراغ نشانگر سفید خواهد بود).



### افزایش صدا

برای افزایش صدای پخش صوتی متصل، فشار دهید. چراغ نشانگر **سفید** خواهد بود. هنگام رسیدن به حداکثر صدا، چراغ نشانگر **آبی** خواهد بود.



### کاهش صدا

برای کاهش صدای پخش صوتی متصل، فشار دهید. چراغ نشانگر **سفید** خواهد بود. هنگام رسیدن به حداقل صدا، چراغ نشانگر **آبی** خواهد بود.



### بالا بردن پشتی

برای بالا بردن پشتی فشار داده و نگه دارید (چراغ نشانگر **آبی** چشمک می‌زند). در حداکثر موقعیت، چراغ نشانگر **آبی** خواهد شد. برای توقف، دکمه رارها کنید (چراغ نشانگر **سفید** خواهد بود).



### پایین آوردن پشتی

برای خواباندن پشتی فشار داده و نگه دارید (چراغ نشانگر **آبی** چشمک می‌زند). در حداکثر موقعیت، چراغ نشانگر **آبی** خواهد شد. برای توقف، دکمه رارها کنید (چراغ نشانگر **سفید** خواهد بود).



### بالا بردن پاها

برای بالا بردن تکیه‌گاه پا فشار داده و نگه دارید (چراغ نشانگر **آبی** چشمک می‌زند). در حداکثر موقعیت، چراغ نشانگر **آبی** خواهد شد. برای توقف، دکمه رارها کنید (چراغ نشانگر **سفید** خواهد بود).



### پایین آوردن پاها

برای پایین آوردن تکیه‌گاه پا فشار داده و نگه دارید (چراغ نشانگر **آبی** چشمک می‌زند). در حداکثر موقعیت، چراغ نشانگر **آبی** خواهد شد. برای توقف، دکمه رارها کنید (چراغ نشانگر **سفید** خواهد بود).



### مکث / توقف موقت

برای توقف موقت صندلی ماساژ فشار دهید. برای از سرگیری (ادامه)، دوباره فشار دهید.



## کنترل صوتی



دکمه صدا (Voice) را روی پنل کنترل دسته صندلی فشار دهید تا فرمان های صوتی فعال شوند. کلمات زیر را بگویید و صندلی ماساژ آن فرمان را اجرا خواهد کرد.

توجه: قبل از هر فرمان جدید، عبارت "Switch to voice mode" (تغییر به حالت صوتی) را بگویید. یا به جای آن، قبل از هر فرمان جدید، شیار مربعی کوچک روی پنل شانه چپ را فشار دهید.

<b>Switch to voice mode</b>	تغییر به حالت صوتی
Turning Off	خاموش شدن
Yoga Warrior	حالت یوگای جنگجو
Deep Tissue	ماساژ عمقی بافت
Power Up	افزایش قدرت / تقویت
Performance Max	حداکثر عملکرد
Sports Stamina	استقامت ورزشی
Muscle Melt	تسکین عضلات / رهایی عضلات
Neck & Shoulder	گردن و شانه
Shape & Tone	شکل دهی و تقویت
Back Strength	تقویت کمر
Thai Stretch	کشش تایلندی
Sports Recovery	بازیابی ورزشی
Acupressure Balance	تعادل طب فشاری
Core Comfort	راحتی هسته بدن (مرکزی)
Hamstring Harmony	هماهنگی همسترینگ (پشت ران)
Hip Sculptor	فرم دهی لگن
Cyclist's Bliss	لذت دوچرخه سواران
Twist & Thrive	چرخش و شادابی
Dynamic Flex	انعطاف پذیری پویا
Vitality Surge	افزایش نیروی حیاتی
Thigh Revival	احیای ران
Foot Rollers On	غلتک های پاروشن
Stop Foot Rollers	توقف غلتک های پا
Start Heating	شروع گرمایش
Heating off	خاموش شدن گرمایش
Recline Position 1	وضعیت خوابیده 1
Recline Position 2	وضعیت خوابیده 2
Recline Position 3	وضعیت خوابیده 3

## دستورالعمل های صفحه لمسی

شروع سریع - یکی از برنامه های خودکار ویژه ما را انتخاب کنید.




خودکار (Auto) - یک برنامه خودکار را انتخاب کنید.  
حالت سورا (SORA Mode) - از میان 8 برنامه خودکار دیگر که از قابلیت پای سورا (SORA) استفاده می کنند، انتخاب کنید.

شخصی سازی (Customise) - یک ماساژ متناسب با نیازهای خود ایجاد کنید.  
گزینه ها (Options) - تنظیماتی را در طول حالت های خودکار و دستی انجام دهید.  
تنظیمات بیشتر (Adjustments) - تنظیمات بیشتری را برای موقعیت لم دادن (تکیه گاه)، زمان و موارد دیگر در طول حالت های خودکار و دستی انجام دهید.  
سلامت (Health) - اسکنر سلامت پیشرفته.  
تنظیمات (Settings) - تنظیمات بیشتر صندلی را تغییر دهید.


برای تنظیم موقعیت ماساژ شانه، فلش بالا یا پایین را نگه دارید تا زمانی که به موقعیت دلخواه برسید.



هنگامی که یک برنامه در حال اجرا است، این صفحه زمان باقیمانده را به شما نشان می‌دهد. همچنین می‌توانید ماساژ را متوقف یا مکث کنید. هنگامی که دکمه بازنشانی (reset) فعال (روشن) باشد، صندلی پس از اتمام برنامه به حالت اولیه باز می‌گردد. شما همچنین می‌توانید شدت غلتک‌ها (ماساژ) را تنظیم کنید. سمت چپ صفحه، عملکردهای کنونی در حال اجرا را به شما نشان می‌دهد و در صورت لزوم به شما اجازه می‌دهد تا تنظیمات بیشتری را اعمال کنید.



از بین ۱۲ برنامه ماساژ خودکار انتخاب کنید.



جنگجوی یوگا



تمرین

بافت عمیق



قدرت بخش



حداکثر عملکرد




تقویت

استقامت ورزشی



نرم کننده عضلات



گردن و شانه



هدفمند

فرم دهی و تقویت



تقویت پشت



کشش تایلندی



ریکاوری

بازیابی ورزشی



تعادل طب فشاری



## ۸ برنامه با پشتیبانی از فناوری سورا (SORA) را تجربه کنید.



ماساژی را که به صورت سفارش برای نیازهای شما طراحی شده، ایجاد کنید. از بین تکنیک‌های مختلف ماساژ انتخاب کنید، ناحیه ماساژ را تنظیم کنید و همچنین قدرت و سرعت غلتک‌ها را تعیین نمایید.





فشار هوا، غلتک‌های اضافی و گرمایش را در حالت‌های دستی و خودکار تنظیم کنید.




موقعیت تکیه گاه، زمان ماساژ و وضعیت یابی را در طول حالت های دستی و خودکار تنظیم کنید.







امتیاز سلامت خود را در زمینه های مختلف بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که انگشت شما روی اسکنر واقع در دسته صندلی قرار گرفته است.






پس از اسکن سلامت، دکمه را فشار دهید تا یک ماساژ هوشمند که به طور خاص برای نیازهای سلامتی شما طراحی شده است، اجرا شود.

















ترجمه کامل فرمان های صوتی در صفحه ۸






## تنظیم حساب کاربری

برای تنظیم و ذخیره حساب‌های کاربری و ترجیحات فردی خود، مراحل زیر را دنبال کنید.









## ■ قبل از استفاده - وضعیت یابی

موقعیت مناسبی را برای صندلی ماساژ انتخاب کنید و مطمئن شوید که فضای کافی وجود دارد. ۱۰ سانتی متر پشت صندلی و ۶۰ سانتی متر جلوی صندلی فاصله بگذارید.

صندلی را حداقل ۱ متر دورتر از تلویزیون ها، رادیوها یا سایر وسایل صوتی / تصویری قرار دهید تا از تداخل سیگنال جلوگیری شود.



اطمینان حاصل کنید که یک پریز برق در فاصله ۱.۵ متری وجود دارد.



### محیط اطراف

برای جلوگیری از خطر شوک الکتریکی، صندلی ماساژ را در محیط های با رطوبت بالا، مانند نزدیک استخر شنا یا حمام، استفاده نکنید.



لطفاً برای جلوگیری از خطر آتش سوزی یا آسیب به محصول، صندلی ماساژ را از سطوح حرارتی دور نگه دارید.



### اتصال به زمین

این محصول باید زمین شود؛ دوشاخه باید به یک پریز سه سیمی زمین شده مناسب متصل گردد که طبق تمامی کدها و مقررات محلی، به درستی نصب و زمین شده باشد تا خطر شوک الکتریکی کاهش یابد.





## ■ نصب و راه اندازی

**گام ۱:** تمامی اجزاء و لوازم جانبی صندلی ماساژ را از کارتن‌ها خارج کرده و فهرست اقلام بسته بندی را بررسی نمایید.


**گام ۲:** نصب واحد تکیه گاه دست (دسته)

شیلنگ های هوا (باد) واحد تکیه گاه دست را به نازل های (سری های اتصال) متناظر وصل کنید. این کار را برای تکیه گاه دست دیگر تکرار نمایید.




## ■ نصب و راه اندازی

واحد تکیه گاه دست را بالا نگه داشته و براکت ۲ را به قلاب براکت ۴ ببندازید. واحد تکیه گاه دست را به آرامی به عقب فشار دهید تا براکت ۲ کاملاً با براکت ۴ تراز شود. براکت ۱ را داخل براکت ۳ قرار دهید. از یکی از پیچ های ارائه شده برای محکم کردن تکیه گاه دست در جای خود استفاده کنید. این مراحل را برای طرف دیگر تکرار نمایید.



### گام ۳: نصب نگهدارنده کنترلر لمسی


انتهای پایینی نگهدارنده کنترلر را داخل سوکت قرار داده و مهره قفل کننده را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا نگهدارنده در جای خود محکم شود، مطمئن شوید که پایه نگه دارنده (گهواره) رو به صندلی قرار گیرد.



## ■ نصب و راه اندازی


### گام ۴: نصب کنترلر لمسی

کابل کنترلر را به پورت صندلی ماساژ متصل کنید (قبل از اتصال، پین‌ها را با پورت تراز کنید)، سپس درپوش پیچی را در جهت عقربه‌های ساعت سفت کنید تا کانکتور در جای خود محکم شود.




### گام ۵: نصب واحد استراحت پا (زیرپایی)

استراحت پا را بالا بیاورید، شیلنگ هوا (باد) را داخل نازل هوا ببندید و کانکتور شیر هوا را در پورت شیر هوا که در جلوی پایه نشیمنگاه قرار دارد، جا ببندازید. مطمئن شوید که اتصالات کاملاً محکم شده‌اند (به تصویر زیر مراجعه کنید). روکش و بالشک را با زیپ ببندید.




## ■ نصب و راه اندازی

کانکتور پلاستیکی زیر پاروی شفت چرخش زیر پا متصل کنید. قلاب فلزی مشکی زیر پا را بالا بیاورید و زیر پا را وصل کنید. قلاب را پایین آورده و با پیچ در جای خود محکم کنید.




## گام ۶: اتصال کابل برق

کابل برق را به سوکت برق واقع در پشت صندوق وصل کنید (به تصویر زیر مراجعه کنید). کلید برق را در وضعیت روشن (ON) قرار دهید. سیم برق را به یک پریز کاملاً زمین شده (ارت) وصل کرده و برق را روشن کنید. از کنترلر (صفحه نمایش) استفاده کنید تا تکیه گاه پشتی را به وضعیت کاملاً عمودی بازگردانید.



## قبل از استفاده


قبل از استفاده از صندلی، مطمئن شوید که فضای خالی کافی وجود دارد. برای این کار از کنترلر استفاده کنید تا تکیه گاه پشتی را به حالت خوابیده کامل و زیر پا (استراحت پا) را به حداکثر امتداد خود ببرید.



## جابه جایی صندلی ماساژ

برای جابه جایی صندلی ماساژ، اطمینان حاصل کنید که تکیه گاه پشتی در وضعیت عمودی قرار دارد. کلید برق را خاموش کرده و دوشاخه صندلی را از پریز بکشید.

با کمک دو نفر، با هل دادن پشت صندلی به پایین و بلند کردن جلوی صندلی با استفاده از دستگیره تعبیه شده در قسمت جلویی زیرین تکیه گاه دست، صندلی را روی چرخ های خود بغلتانید. صندلی را روی چرخ ها به محل مورد نظر بغلتانید.



## احتیاط

- هرگز صندلی را در حالی که شخصی روی آن نشسته است، جابه جا نکنید.
- صندلی را از قسمت زیر پا یا تکیه گاه دست بلند نکنید.
- مطمئن شوید که در هنگام جابه جایی صندلی، سیم برق آسیب نبیند.
- از سطوح کف (زمین) محافظت کنید.

## پس از استفاده

مطمئن شوید که صندلی ماساژ قبل از برخاستن از آن، به وضعیت اصلی خود بازگردانده شده باشد.


پس از استفاده، کلید برق را خاموش کرده و دوشاخه صندلی ماساژ را از پریز برق بکشید.

## بررسی های اولیه

### امتداد زیر پا (استراحت پا)

یک حسگر زیر پا در قسمت پایین زیر پا قرار دارد و این حسگر امکان می دهد که پس از شروع به کار صندلی، زیر پا طول امتداد خود را به صورت خودکار تنظیم کند.

اگر نیاز به تنظیم بیشتر دارید، با فشردن و نگه داشتن دکمه های Feet روی کنترلر، زیر پا را دراز یا جمع کنید تا به مناسب ترین موقعیت برسد؛ سپس بارها کردن دکمه ها، موقعیت را ثابت کنید.



### احتیاط

- هنگام امتداد دادن زیر پا، اطمینان حاصل کنید که هیچ مانعی وجود ندارد.
- هنگامی که صندلی در حال حرکت به حالت خوابیده یا بالا آمدن است، پاها و انگشتان را از فضای بین نشیمنگاه و تکیه گاه پشتی / زیر پا دور نگه دارید.

## مراقبت و نگهداری

### دستورالعمل‌های تمیزکاری

قبل از تمیز کردن صندلی ماساژ، آن را از برق جدا کنید.

برای تمیز کردن پنل پشتی، تکیه‌گاه‌های دست، زیر پا، قطعات پلاستیکی یا شیلنگ‌های هوا، لکه‌ها را با یک شوینده ملایم تمیز کنید و سپس با پارچه تمیزکننده خشک پاک نمایید.

برای تمیز کردن کنترلر و جعبه برق، لکه‌ها را با یک پارچه تمیزکننده خشک تمیز کنید.

برای تمیز کردن کوسن پشتی یا بالش‌تک‌ها، فقط از تمیزکننده مخصوص اثاثیه (مبل‌مان) مبتنی بر آب یا شوینده ملایم استفاده کنید، با یک پارچه مرطوب پاک کرده و سپس اجازه دهید در هوا خشک شود.

برای تمیز کردن روکش‌های واحد پا/ساق پا، آنها را از صندلی جدا کنید، با دست و با شوینده ملایم بشوید و سپس آویزان کنید تا خشک شود (خشک کردن خطی).

### احتیاط

- اطمینان حاصل کنید که هنگام تمیز کردن، شوینده وارد جعبه برق نشود.
- برای تمیز کردن صندلی ماساژ از بنزن، تینر یا سایر حلال‌ها/مواد شیمیایی قوی استفاده نکنید؛ زیرا ممکن است باعث رنگ‌پریدگی یا آسیب شود.

### نگهداری

صندلی را برای مدت طولانی در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید؛ زیرا ممکن است باعث رنگ‌پریدگی یا آسیب شود.

زمانی که صندلی برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، روی آن را بپوشانید و کابل برق را جمع کنید. اطمینان حاصل کنید که صندلی در محیطی عاری از گرد و غبار و رطوبت نگهداری می‌شود.

در طول استفاده روزانه، هرگونه نقص یا مورد غیرعادی را بررسی کنید و در صورت مشاهده، استفاده از صندلی را متوقف کنید. آن را از برق جدا کرده و با World of Comfort Massage Chairs تماس بگیرید.

کلید سرویس‌ها و تعمیرات باید توسط یا تحت نظارت World of Comfort Massage Chairs انجام شود.

## عیب‌یابی

علائم نقص	علل احتمالی	راه‌حل‌های احتمالی
شنیده شدن صدا هنگام استفاده	این صدا طبیعی است و از موتور پمپ هوا یا سایر قطعات مکانیکی ناشی می‌شود.	نیازی به انجام هیچ اقدامی نیست.
صندلی ماساژ روشن نمی‌شود	سیم برق وصل نیست یا محکم نشده است	دوشاخه برق را به درستی داخل سوکت برق قرار دهید
	کلید برق خاموش است	کلید را در وضعیت روشن (ON) قرار دهید
	فیوز سوخته است	لطفاً با World of Comfort Massage Chairs تماس بگیرید.
صدایی از اسپیکر پخش نمی‌شود	صدای دستگاه به کمترین حد خود رسیده است	صدار را از طریق دستگاه خود تنظیم کنید.
	بلوتوث خاموش است.	بلوتوث را روشن کنید
	بلوتوث به دستگاه دیگری متصل شده است	اتصال بلوتوث را مجدداً برقرار کنید
تکیه‌گاه پشتی یا زیر پا بالا نمی‌آید یا خوابیده نمی‌شود	بار اضافی روی تکیه‌گاه پشتی یا زیر پا اعمال شده است	بار را کاهش داده و مجدداً امتحان کنید
نقص عملکرد کیسه هوا	شیلنگ هوا ممکن است مسدود شده باشد	شیلنگ هوا را صاف کرده و انسداد آن را برطرف کنید

اگر مشکل همچنان ادامه داشت، لطفاً با World of Comfort Massage Chairs تماس بگیرید  
مهم: از تلاش برای تعمیر این محصول توسط خودتان خودداری کنید. World of Comfort Massage Chairs هیچ  
مسئولیتی در قبال هرگونه آسیب یا خسارت ناشی از سرویس دهی بدون مجوز ندارد.

## مشخصات فنی

نام: صندلی ماساژ

شماره مدل: RT8902

ولتاژ نامی: ۲۲۰-۲۴۰ ولت متناوب

فرکانس نامی: ۵۰/۶۰ هرتز

توان نامی: ۲۳۵ وات

RT-8902  
MASSAGE CHAIR

 **Aront**

نيکان آسا  
پرشين

