

صندلی ماساژور GLC-231

دفترچه راهنما



مشتری گرامی از اینکه این محصول را انتخاب کردید از شما تشکر می نماییم، پیش از استفاده از صندلی دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و بمنظور عملکرد بهتر و استفاده مناسب تر توجه ویژه ای به اقدامات ایمنی ذکر شده داشته باشید.

فهرست:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| - روشن ساختن دستگاه | - اقدامات ایمنی |
| - وضعیت نصب | - نام و عملکرد هر یک از اجزا |
| - نگهداری | - ساختار بیرونی |
| - فعال کردن سندلی ماساژ | - ساختار درونی |
| - پیش از نشستن بر روی سندلی | - جعبه ی برق |
| - بلوتوث | - کنترل |
| - پس از استفاده | - دستورالعمل کنترل |
| - محیط اطراف سندلی | - اقدامات پیش از استفاده |
| - مستقر سازی سندلی | - روش نصب |
| - نگهداری و مراقبت از سندلی | - روش جا به جایی |
| - مشکل یابی و ویژگی های تکنیکی | |

اقدامات ایمنی:

پیش از استفاده از دستگاه اقدامات ایمنی ذکر شده را به دقت مورد مطالعه قرار دهید تا به شکل صحیح از دستگاه استفاده نمایید.

خطر و آسیب وارده به صندلی ماساژور به دلیل عدم استفاده صحیح به دو دسته هشدار و احتیاط تقسیم می شود. توصیه میشود علائم نشان داده شده را به دقت رعایت کنید. استفاده نادرست ممکن است موجب صدمه به کاربر و آسیب به دستگاه شود.

ممنوعیت در عملکرد: که توسط این علامت نشان داده میشود و نشان دهنده ی سوار کردن نادرست اجزای صندلی است. 

اجبار در عملکرد: که توسط این علامت نشان داده میشود که نشانگر اتصال نامناسب دوشاخه ی برق دستگاه است. 

هشدار

توصیه میشود افرادی با شرایط زیر پیش از استفاده با پزشک خود مشورت کنند:

- (۱) افرادی که در بدنشان دستگاه الکتریکی جاسازی شده مانند ضربان قلب ساز.
- (۲) افرادی که تحت درمان پزشک هستند به ویژه کسانی که کسالت دارند.
- (۳) افرادی که تومورهای بدخیم ، نارحتی قلبی یا مشکلات حاد دارند.
- (۴) خانم های باردار یا خانم هایی که در دوران قاعدگی هستند.
- (۵) افرادی که مشکلات پوستی داشته و یا دچار آسیب دیدگی پوستی هستند.
- (۶) افرادی که دمای بدنشان بالای ۳۸ درجه است (حالت تب).



اجبار

- (۱) اجازه ندهید افراد ناتوان ذهنی صندلی را به تنهایی استفاده کنند (با نظارت مشکلی پیش نخواهد آمد)
- (۲) به کودکان اجازه بازی بر روی صندلی را ندهید.
- (۳) اجازه ندهید بیش از یک نفر در یک نوبت از صندلی استفاده کند.
- (۴) اگر سیم برق یا دوشاخه دستگاه آسیب دید فوراً با مرکز خدمات دستگاه برای رفع عیب دستگاه تماس بگیرید.
- (۵) هیچگاه سیم برق دستگاه را زیاد خم نکنید و یا با پا به آن فشار وارد نکنید ، نچرخانید و آن را گره نزنید.
- (۶) به خردسالان اجازه استفاده از دستگاه را ندهید.



ممنوعیت



به افرادی جز تکنسین خاص شرکت اجازه نصب، راه اندازی، یا جا به جایی و تعمیر صندلی ماساژور راندهید و در صورت بروز مشکل با دفتر مرکزی و مرکز خدمات تماس بگیرید.



احتیاط

- ۱) بیش از ۲۰ دقیقه به صورت پیوسته از صندلی ماساژور استفاده نکنید و برای ماساژ قسمت خاصی از بدن ۵ دقیقه از صندلی استفاده نمایید.
- ۲) صندلی را بر روی سطح صاف قرار دهید.
- ۳) زمان تنظیم قسمت پای و پشتی صندلی از فشار مضاعف اجتناب کنید همچنین دستگاه را در دسترس کودکان و حیوانات خانگی قرار ندهید.
- ۴) دقت داشته باشید از منبع الکتریکی که بیشتر از ولتاژ ویژه دستگاه می باشد به هیچ وجه استفاده نشود چرا که ممکن است موجب آتش سوزی و آسیب جدی به صندلی ماساژور شود.
- ۵) پیش از استفاده لطفاً بالشتک صندلی را بردارید تا از سالم بودن پارچه ماساژور قسمت پشت اطمینان حاصل نمایید، در صورت مواجهه با مشکل فوراً با مرکز خدمات تماس حاصل نمایید.
- ۶) به هیچ عنوان با دستان مرطوب با کنترل دستگاه کار نکنید و اجسام سنگین را روی آن قرار ندهید.
- ۷) تنها افراد زیر ۱۲۰ کیلو گرم می توانند از این دستگاه استفاده کنند.
- ۸) لطفاً بطور همزمان از دیگر ابزار درمانی به همراه این دستگاه استفاده نکنید.
- ۹) در زمان استفاده اگر احساس ناخوشایندی داشتید فوراً دستگاه را متوقف سازید و با پزشک مشورت کنید.
- ۱۰) صندلی فوق مجهز به سیستم گرمایشی بوده لذا افرادی که به گرما حساس هستند باید با دقت از این دستگاه استفاده نمایند.
- ۱۱) قبل از پاکسازی صندلی و بعد از استفاده صندلی را به طور کامل خاموش نموده و دو شاخه را از برق خارج نمایید.



اجبار



- (۱) به منظور جلوگیری از ایجاد احساس نامطلوب پس از صرف وعده های غذایی از صندلی استفاده نکنید.
- (۲) توجه داشته باید هنگام استفاده از صندلی در خواب فرو نروید.
- (۳) هنگامی که احساس خوبی ندارید از صندلی استفاده نکنید.
- (۴) اگر رویه ی صندلی کثیف شد تنها از پاک کننده ی شناخته شده با کیفیت استفاده کنید و از پاک کننده های شیمیایی یا بنزین استفاده نکنید و حشره کش بر روی دستگاه اسپری نکنید .
- (۵) به منظور جلوگیری از صدمه و خرابی دستگاه از نشستن بر روی قسمت پشت و پای و یا دستی خودداری نمایید .
- (۶) لطفاً هنگام استفاده از صندلی ماساژور سیگار نکشید.



PROHIBITED

ممنوعیت


- (۱) به منظور جلوگیری از آسیب به صندلی لطفاً بعد از استفاده از دستگاه دو شاخه دستگاه را از برق خرج نمایید لذا به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی به هیچ عنوان دوشاخه برق را با دست خیس متصل و خارج نکنید




ممنوع



ساختار بیرونی




ساختار درونی





جعبه برق




احتیاط

در صورت بروز سانحه برای جعبه برق به کودکان اجازه نزدیک شدن به صندلی را ندهید.
لطفاً پس از اتمام ماساژ صندلی را خاموش کنید و سیم برق صندلی را از فیش برق جدا سازید.
در صورت عدم استفاده از صندلی در طولانی مدت آن را در انبار نگهداری کنید.



کنترل سریع:



دستورالعمل دکمه های کنترل



روشن / خاموش / برنامه خودکار:

هنگام اتصال صندلی به برق با نگه داشتن این دکمه به مدت طولانی می‌توانید دستگاه را خاموش / روشن نمایید و با نگه داشتن کوتاه این کلید می‌توانید وارد برنامه های ماساژ اتومات شوید.



کلید چرخشی:

با چرخاندن کلید در جهت عقربه های ساعت پشتی صندلی به سمت بالا حرکت میکند و با چرخش آن در جهت خلاف عقربه های ساعت پشتی به سمت پایین به حرکت در می آید.



درگاه شارژ USB:

با استفاده از این درگاه می‌توانید دستگاه خود را شارژ نمایید (Fast Charge).

دستور العمل کنترل دستگاه ماساژور





روشن / خاموش:

برای روشن یا خاموش کردن دستگاه از این کلید استفاده نمایید .

زمانی که دستگاه ماساژور به برق متصل است ، با فشردن این کلید صفحه LCD کنترل نیز روشن می‌شود و می‌توانید بین منوی های آن پیمایش کنید.

با نگهداشتن کلید به مدت ۲۰ ثانیه دستگاه بطور کامل خاموش می‌شود .



منو :

با انتخاب این کلید می‌توانید وارد فهرست برنامه های خودکار، برنامه های دستی ، کیسه هوا، سیستم گرمایش و سایر تنظیمات دستگاه ماساژور شوید.



تنظیم موقعیت کتف:

زمانی که دستگاه در حالت ماساژ نقطه ای بصورت دستی قرار گرفته، با فشردن جهت بالا/پایین می‌توانید غلتک ها را در وضعیت دلخواه قرار دهید.



برنامه خودکار:

با فشار دادن این دکمه به منوی برنامه های خودکار وارد می شوید ، شما می توانید با در نظر گرفتن حالت بدن ، مدت زمان و ماساژ دلخواه خود را انتخاب کنید. در این منو ۴ نوع ماساژ خودکار بنام های : **Classic** ، **Feature** ، **User** و **Focus** وجود دارد.



کلید پیمایش :

از چهار جهت اصلی برای پیمایش میان برنامه ها استفاده کنید و با فشردن دکمه OK برنامه موردنظر خود را انتخاب نمایید.

زمانی که برنامه ماساژ در حال اجرا میباشد با فشردن کلید OK ، دستگاه به حالت بی وزنی تغییر وضعیت میدهد.

همچنین برای تغییر سرعت اجرای ماساژ میتوانید از کلید های بالا/پایین استفاده نمایید و با استفاده از کلید های چپ/راست شدت فشار کیسه های هوا را تنظیم نمایید.



حرکت پشتی به سمت پایین:

با نگهداشتن این دکمه قسمت پشت به سمت پایین حرکت میکند و با قطع فشار دکمه ، پشتی ثابت میشود.



حرکت پشتی به سمت بالا:

با نگهداشتن این دکمه قسمت پشت به سمت بالا حرکت میکند و با قطع فشار دکمه ، پشتی ثابت میشود.



حرکت قسمت پایی به سمت پایین :

برای حرکت قسمت پایی به سمت پایین این دکمه را فشار دهید و نگه دارید و برای توقف دکمه را رها نمایید.



حرکت قسمت پایی به سمت بالا:

برای حرکت قسمت پایی به سمت بالا این دکمه را فشار دهید و نگه دارید و برای توقف دکمه را رها نمایید.

**حالت بی وزنی:**

با فشار دادن این دکمه برنامه بی وزنی (جاذبه صفر) فعال/غیر فعال میشود و کلید مربوط بر روی صفحه نمایش نشان داده میشود. جاذبه صفر یک وضعیت ماساژ کاملاً راحت و آرامش بخش را فراهم می کند ، طرح هوشمندانه ی این صندلی سبب میشود که پشت ، نشیمنگاه و پا در یک زاویه ثابت قرار گیرند که در این حالت فشار بدن کاملاً خارج میشود.

**سیستم گرمایش:**

با فشار دادن این دکمه سیستم گرمایشی صندلی ماساژور فعال/غیر فعال میشود و کلید مربوط بر روی صفحه نمایش نشان داده میشود.

**کیسه هوا:**

با فشار دادن این دکمه ، علامت مربوط به کیسه های هوا بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود.

با استفاده از صفحه کلید میتوانید وارد منوی این قسمت شوید و تنظیمات دلخواه خود را اعمال نمایید.

توجه: پس از استفاده از صندلی ماساژور و بازگرداندن آن به حالت اولیه میتوانید از کلید خاموش/روشن استفاده نمایید.


راهنمای صفحه نمایش

برنامه های اتوماتیک (خودکار)

زمانیکه صندلی ماساژور به برق متصل است منوی **Auto** را نشان میدهد. سپس آیکون **AUTO** را انتخاب نمایید و وارد دسته بندی های برنامه های خودکار شوید.

بطور کلی این دستگاه ماساژور دارای ۴ دسته برنامه ماساژ خودکار میباشد که هر دسته دارای ۳ زیر مجموعه میباشد.

در مجموع این صندلی ماساژور دارای ۱۲ نوع برنامه ماساژور خودکار است.



: Extension(۱)

در وهله اول این برنامه بر کشش کامل بدن تمرکز دارد و برای آرامش بخشیدن بر بدن از مکانیسم های دوگانه و ترکیبی استفاده میکند.

: Release(۲)

این نوع ماساژ، با تنش زدایی و رفع خستگی سبب احیا و بازیابی توان از دست رفته میشود و به بهبود متابولیسم بدن کمک میکند.

: Yoga(۳)

این نوع ماساژ ، با استفاده از تکنیک های ماساژ مالشی و نیز کششی، باعث رهایی عضلات و افزایش انعطاف آنها میشود.

: Thai(۴)

این نوع ماساژ ، بر کشش نواحی پشت و کمر تمرکز دارد . در این سبک ماساژ با تلفیق تکنیک های ورزشی ، مالشی به اصلاح ساختار اسکلتی بدن کمک میکند و همچنین باعث افزایش انعطاف بدن و متعادل کردن سیستم انرژی بدن میشود.

: Chinese(۵)

این نوع ماساژ ، با تلفیق تکنیک های مالشی،ورزشی و فشاری با رفع گرفتگی های ناحیه کمر کمک میکند و باعث کاهش درد در ناحیه پشت میشود.

: Ancient(۶)

در این نوع ماساژ ، از تکنیک های مختلف به همراه شدت اجرای متفاوت استفاده میشود و به کاهش درد و تنش در عضلات و مفاصل کمک میکند و بدن را از لحاظ فیزیکی و روحی به آرامش میرساند.

: Boss(۷)

در این نوع ماساژ که با شدت متوسط اجرا میشود و تمرکز آن بر تسکین درد و کاهش تنش در بدن میباشد .

: Lady(۸)

این نوع ماساژ با شدت ملایم بر روی بدن اجرا میشود و باعث ایجاد هماهنگی بین بافت های عضلانی و عصبی بدن میشود.

: Seniors(۹)

این نوع ماساژ با قدرت بسیار کم بر روی بدن اجرا میشود و هدف آن ایجاد آرامش در بافت های عضلانی نواحی پشت، کمر و باسن میباشد.

10 : Neck&Shoulder

این برنامه، ناحیه گردن و کتف را با تلفیقی از تکنیک های ورزشی، مالشی و فشاری ماساژ میدهد و سبب کاهش درد و گرفتگی ها در این قسمت میشود.

11 : Waist&Buttock

این برنامه برای دردهای ناحیه کمر و نیز ماساژ ناحیه نشیمنگاه طراحی شده است . با ماساژ این نواحی میتوانید درد را در این قسمت کاهش دهید و همچنین با ماساژ ناحیه باسن ، به کاهش چربی در این قسمت کمک کنید.

12 : Back&Spine

این برنامه ، با نفوذ به عمق بافت های عضلانی در نواحی اطراف ستون فقرات و نواحی پشتی ، سبب رفع گرفتگی و کاهش درد در این قسمت میشود.

برنامه های دستی

گزینه **MANUAL** (حالت دستی) را در صفحه منوی دستگاه انتخاب نمایید و با استفاده از کلید های پیمایش بالا/پایین میتوانید هر یک از گزینه های **MODE,PART,WIDTH,SPEED,ZERO** را انتخاب نمایید.

: MODE

گزینه **MODE** را فشار دهید و با استفاده از جهات بالا / پایین نوع ماساژ دلخواه را انتخاب نمایید .
 (Kneading,Tapping,Knocking,Shiatsu,Sync)

: PART

گزینه **PART** را فشار دهید و با استفاده از جهات بالا / پایین بین گزینه های موجود پیمایش کنید .
 (Whole,Partial,Point)

: WIDTH

گزینه **WIDTH** را فشار دهید و با استفاده از جهات بالا / پایین بین گزینه های موجود (**wide,medium,narrow**) پیمایش کنید .
 با استفاده از این گزینه میتوانید وسعت ماساژ ناحیه پشت را تنظیم نمایید .

:SPEED

گزینه SPEED را فشار دهید و با استفاده از جهات بالا / پایین بین گزینه های موجود (۱ تا ۶) پیمایش کنید . با استفاده از این گزینه میتوانید سرعت ماساژ را تنظیم نمایید . (این گزینه بر روی حالت ماساژ شیاتسو غیر فعال میباشد)

:Airbag

گزینه Airbag را فشار دهید و با استفاده از جهات بالا / پایین بین گزینه های موجود (Part-FORCE) پیمایش کنید . هر یک از این گزینه ها نیز دارای تنظیمات خاص خود میباشد .

گزینه PART مربوط به تنظیم کیسه های هوا برای کل بدن، برای دست و شانه و همچنین پا میباشد .

گزینه FORCE نیز مربوط به شدت فشار کیسه های هوا میباشد که میتوانید از ۱ تا ۵ آن را تنظیم نمایید یا در صورت نیاز غیر فعال کنید.

:Zero Gravity

گزینه Zero Gravity را فشار دهید و با استفاده از جهات بالا / پایین بین گزینه های موجود (OFF, ۱, ۲) پیمایش کنید .

:HEAT

گزینه Zero Gravity را فشار دهید و با استفاده از جهات بالا / پایین بین گزینه های موجود (BACK/LEG) پیمایش کنید .

هر یک از گزینه های BACK/LEG بین ۳ درجه قابل تنظیم میباشد و در صورت نیاز میتوانید هر یک را غیر فعال نمایید.

:ROLLER

گزینه ROLLER را فشار دهید و با استفاده از جهات بالا / پایین بین گزینه های موجود (۱, ۲, ۳) پیمایش کنید .

این گزینه ها مربوط به میزان سرعت غلتک ها میباشد که قابل تنظیم هستند و همچنین در صورت نیاز میتوانید آن را غیر فعال نمایید.

:SETTING

گزینه SETTING را فشار دهید و با استفاده از جهات بالا / پایین بین گزینه های موجود (time, language, bluetooth) پیمایش کنید .

توجه: در زمان اعمال تنظیمات بصورت دستی ، اگر بمدت ۱۰ ثانیه هیچ عملیاتی انجام نشود، بصورت خودکار به صفحه اصلی بازخواهد گشت.

نکته: در زمانی که صندلی ماساژور در حال کار کردن میباشد ، با فشردن کلید MENU میتوانید به صفحه اصلی بازگردید.

نکته: در زمان اجرای برنامه های ماساژ بصورت خودکار یا دستی ، زمانی که منوی اصلی نمایش داده میشود با فشردن کلید های چپ و راست فشار کیسه های هوا تغییر پیدا میکند .

همچنین با استفاده از کلید بالا و پایین در زمان اجرای ماساژ بصورت دستی میتوانید شدت ماساژ را تغییر دهید.


نکته: قبل از اجرای برنامه ماساژ، بدن شما بصورت کامل و دقیق اسکن میشود و سپس برنامه خودکار اجرا میشود.

بررسی های مقدماتی

موقعیت و محل نصب:


فضای مجاز برای صندلی ماساژور

صندلی ماساژور برای نصب و راه اندازی از دیوار و قسمت پشتی دستگاه به فاصله ای حدود ۱۰ سانتی متر و از روبرو برای حرکت به سمت جلو و حرکت ناحیه پایی ۲۰ سانتی متر فضا نیاز دارد.



لطفا صندلی ماساژور را جهت جلوگیری از تداخل سیگنال های دستگاه با سایر لوازم الکترونیکی (تلویزیون، رادیو و...) حداقل در فاصله یک متری قرار دهید.


بین پریز برق و کلید روشن/خاموش دستگاه فاصله ۱۵۰ سانتی متری را رعایت فرمایید.



روش نصب


تمام اجزا صندلی را از جعبه خارج نمایید

مرحله اول: تمام اجزا صندلی را خارج کنید: کارتن را باز کنید و به دقت اجزای اتصال دهنده، لوازم جانبی و... خارج سازید
 توجه: تمام لوازم جانبی را باید مقایسه نمایید تا از بودن تمامی اجزا اطمینان حاصل نمایید.




مرحله دوم: نصب دستگاه کنترل


سیم کنترل را به ورودی که در قسمت درونی صندلی ماساژور قرار گرفته متصل کنید سپس آن را محکم کرده و بپیچانید.




نصب قسمت پایی

قلاب پایی که در زیر قسمت پایی قرار دارد را هم سطح گیره آن در صندلی ماساژور قرار داده و جایگذاری کنید. ابتدا یک طرف را نصب کنید و سپس طرف دیگر آن را.






قسمت پایی را بلند کنید و شلنگ هوا را درون نازل مربوطه قرار دهید و سپس سوپاپ هوا را درون دریچه شیر هوا قرار دهید.




-زیپ روکش را ببندید و کابل برق را به درگاه اتصال آن وصل نمایید.



روش جا به جایی

در زیر صندلی غلتکهای چرخانی تعبیه شده است ، پشت صندلی را تا بالاترین نقطه حرکت دهید ، دستگاه را خاموش کنید و سیم برق صندلی را بکشید ، قسمت جلوی صندلی را همانگونه که در شکل میبینید به سمت بالا حرکت دهید(یکنفر جلوی صندلی را همانگونه که دستگاه های مخصوص جا به جایی را در دست دارد بالا بیاورد و یک نفر زمانیکه بالای صندلی را به جلو گرفته حرکت دهد) صندلی را با غلطکها جا به جا کنید.




احتیاط

از حرکت دادن صندلی زمانی که فردی بر روی آن نشسته خودداری کنید.

برای جا به جایی صندلی از دسته های مخصوصی در پشت و جلو تعبیه شده در پشت و جلو استفاده کنید و هرگز از دسته های اصلی صندلی برای جابه جایی استفاده نکنید.

اتصال به برق : سیم برق را به پریز با سه ورودی وصل کنید و کلید برق تعبیه شده در زیر صندلی ماساژور را روشن کنید.




احتیاط

پیش قبل از روشن ساختن صندلی از سالم بودن سیم برق و دیگر سیمهای موجود اطمینان حاصل نمایید از خاموش بودن کلید برق قبل از اتصال صندلی به منبع برق اطمینان حاصل نمایید.

وضعیت نصب

- رعایت فاصله ی ایمنی پیرامون صندلی :از موجود بودن فضای کافی برای نصب این محصول اطمینان حاصل نمایید.
- پشت حد اقل ۶۰سانتی متر از دیوار یا هر مانع دیگر.
- جلو حد اقل ۳۰ سانتی متر از دیوار یا هر مانع دیگر.
- به منظور جلوگیری از تداخل سیگنالها دستگاه را حد اقل با فاصله یک متری از تلویزیون ،رادیو یا دیگر وسایل صوتی تصویری قرار دهید.

به منظور جلوگیری از هرگونه تاثیر غیر پیش بینی شده از سوی زمین دستگاه را بر روی فرش یا کفپوش قرار دهید.




فعال ساختن صندلی ماساژ

پیش از فعال کردن از بودن فضای کافی اطراف صندلی اطمینان حاصل کنید سپس با استفاده از کنترل پشتی صندلی را به عقب خم کنید قسمت پایی را به بالاتر حالت ممکن حرکت دهید و صندلی را در پهن ترین حالت ممکن قرار دهید. پس از آنکه از عملکرد مناسب در تمامی مراحل اطمینان یافتید صندلی را خاموش کنید و آن را به حالت اول بازگردانید. (برای چگونگی انتخاب برنامه به دستورالعمل کنترل و دستورالعمل منوی صفحه نمایش مراجعه کنید)

احتیاط

لطفاً از قراردادن انگشت یا اشیای دیگر در حد فاصل پشتی و قسمت پایی خودداری کنید.
پس از تنظیم بالا ، پایین ، پشتی و قسمت پایی از نبودن مانع در اطراف صندلی اطمینان حاصل نمایید.

جعبه برق



احتیاط

در صورت بروز سانحه برای جعبه برق به کودکان اجازه نزدیک شدن به صندلی را ندهید.
 لطفاً پس از اتمام ماساژ صندلی را خاموش کنید و سیم برق صندلی را از فیش برق جدا سازید.
 در صورت عدم استفاده از صندلی در طولانی مدت آن را در انبار نگهداری کنید.

پیش از نشستن بر روی صندلی از نصب قسمت پایی اطمینان حاصل نمایید ، از قرار گرفتن صندلی در وضعیت اصلی و مناسب اطمینان حاصل نمایید، اگر یکی از اجزا در وضعیت درست قرار نگرفته بود دستگاه را خاموش کرده تا دستگاه به وضعیت اصلی برگردد.

احتیاط

اگر قسمت پایی قبل از قراردادن پا به سمت بالا حرکت کرد بر روی صندلی ننشینید.

جسم سنگین را بصورت ناگهانی بر قسمت پایی قرار ندهید چراکه ممکن است به صندلی آسیب زده و یا در مکانیسم صندلی اختلال ایجاد کند.

بلوتوث

این محصول با در اختیار داشتن بلوتوث به وسایل صوتی تصویری متصل می گردد.

موزیک مورد نظر را در دستگاه اجرا کنید. **GLC ۲۳۱** ابتدا بلوتوث وسیله ی صوتی خود را فعال ساخته و با انتخاب

محیط اطراف

صندلی را از مکانهای خیس مانند حمام دور نگه داری کنید تا از اتصالی برق جلوگیری شود.

صندلی را از وسایل گرمازا مثل گاز ، بخاری دور نگه داری کنید تا از سوختگی یا آسیب به چرم صندلی جلوگیری شود.

مستقر سازی

دستگاه فوق به گروه وسایل برقی تعلق دارد.

لطفاً از اتصال صحیح سیم برق اطمینان حاصل نمایید تا از هرگونه اتصالی و یا شوک الکتریکی و تاثیرات منفی خودداری شود.

نگهداری

بمنظور پاک سازی کاورقسمتهای مختلف صندلی از پارچه ی کتان آغشته به مواد پاک کننده مناسب استفاده کرده و پس از آن با پارچه کتان دیگر قسمتهای مرطوب را خشک نمایید.

برای پاک سازی کنترل و قسمتهای الکترونیکی مانند جعبه برق از پارچه خشک استفاده نمایید.

احتیاط

پیش از پاکسازی از قطع بودن سیم برق اطمینان حاصل نمایید و بعد از اتمام پاکسازی از وارد نشدن ماده پاک کننده به داخل جعبه برق اطمینان حاصل نمایید.
از اتو کردن کاورهای صندلی خودداری نمایید.

روش انبار کردن:

پس از استفاده گرد و خاک را از روی دستگاه پاک نمایید .

اگر دستگاه برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار نگیرد آن را با کاور بپوشانید

دستگاه را زیر نور مستقیم آفتاب یا مکانهایی با درجه حرارت بالا انبار نکنید چراکه موجب تغییر رنگ کاور دستگاه میشود.

نکات مهم:

- هنگام استفاده روزانه نشانه هایی که در ادامه آمده است را چک کنید:

- بوی سوختگی

- با لمس سیم دستگاه روشن و خاموش شود (اتصال سیم)

- سیم برق داغ شود.

- دیگر نشانه های غیر معمول...

احتیاط

بمنظور جلوگیری از سانحه و از کار افتادگی در صورت بروز هر یک از نشانه های بالا از استفاده از دستگاه اجتناب کنید همچنین دوشاخه را از برق بیرون بکشید سپس با مرکز خدمات برای رفع مشکل تماس حاصل نمایید.

انجام کلیه امور مربوط به تعمیرات و خدمات دستگاه فقط از جانب تعمیرکاران مجاز مرکز خدمات انجام شود.

مشکل یابی

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
۱ صدای ژو ژو یا تا تا شنیده شود	صدایی طبیعی است که توسط موتور در حال فعالیت تولید میشود و یا زمانی شنیده میشود که گوی های ماساژور بر روی کاور صندلی کشیده میشود	پدیده ای طبیعی است و نیاز به تعمیر ندارد.
۲ دستگاه روشن نشود	کلید منبع برق روشن نشده	کلید را روشن کنید
	فیوز صندلی ماساژ خراب شده	فیوز جدید جایگزین کنید
	دستگاه از منبع برق جدا شده	دستگاه را به منبع برق متصل کنید
۳ کیسه هوایی تعبیه شده بر روی صندلی یا قسمت پای عمل نکند	انسداد یا قطع لوله هوایی	لوله هوایی را تمیز کرده و مجدداً در جایگاه خود متصل نمایید.

*اگر به جز رویدادهای بالا رویداد غیر طبیعی دیگری در دستگاه رخ داد لطفاً با مرکز خدمات تماس حاصل نمایید

*هیچگاه اجزاء صندلی را خودتان جدا نکنید چرا که شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب محصول یا افراد را به دلیل عدم استفاده صحیح به عهده نخواهد گرفت.

برای همکاریتان کمال تشکر را داریم